




ALPHA-STIM® LET NOTHING STOP YOU™

# 알파스팀(Alpha-Stim) M

## 통증, 불면증, 우울증, 불안감, 스트레스




<http://alpha-stim.kr>



통증  
PAIN



스트레스  
STRESS



불안감  
ANXIETY



불면증  
INSOMNIA



우울증  
DEPRESSION

통증으로 인하여 삶의 고통을 받고 계신가요?  
스트레스로 인하여 삶의 질이 떨어지신가요?  
불안감때문에 하시는 일에 집중을 못하신가요?  
불면증으로 인하여 매일 밤잠을 설치신가요?  
우울증으로 인하여 삶의 힘들음을 느끼신가요?



이런분께 추천드립니다.

## 알파스팀 M

### 효과가 입증된 불안, 불면증, 우울증 및 통증 치료

약물을 복용하지 않아도 통증, 불안, 불면증, 우울증에 효과가 미국 FDA, 유럽 CE에서 입증된 치료 방법 알파스팀 M은 귀하의 통증, 우울증, 불면증, 불안감, 스트레스를 개선시켜 줍니다.

하루나 이틀에 한 번, 혹은 필요할때마다 20분~60분 알파스팀 M을 사용해 보십시오.

Alpha-Stim 전기 치료기는 통증 관리 및 불안, 불면증 및 우울증 치료에 효과적이고 안전한 것으로 입증되었습니다 지속적인 부작용이 없고 중독의 위험이 없으며 약물과의 상호 작용 위험이 없습니다. Alpha-Stim은 잠 못 이루는 밤과 아침에 침대에서 일어나기 어렵게 만드는 압도적인 슬픔과 싸울 수 있도록 도와줍니다. 잔잔한 요통과 지속적인 스트레스 부담을 모두 덜어줍니다. 결과는 오래 지속되며 종종 즉각적으로 효과가 나타납니다.

### 몸과 마음의 고통으로부터 자유로워 지세요!

알파스팀 M은 크게 두가지 기능으로 분류될 수 있습니다.

하나는 통증, 근육통 완화 등을 목적으로 하는 MET이고,


두번째는 우울증, 불안감, 스트레스, 불면증, 두통 등의 개선을 목적으로 하는 CES입니다.

[알파-스팀 M]은 알파스팀AID의 CES (Cranial Electrotherapy Stimulation: 두개내의 전기요법 자극)를 통한 불안감, 불면증, 우울증 등을 개선시켜주는 것 뿐만 아니라, 인체에서 발생하는 전류와 유사한 미세전류(MET)를 프로브 또는 부착형 전극을 통해 흐르게 하여 통증을 완화시켜 줍니다.


## 우울증, 불면증, 불안감, 스트레스의 탁월한 개선 효과 - CES

CES란 Cranial Electrotherapy Stimulation(두뇌 전기요법 자극)의 약자로서, 클립형 전극을 사용하여 우울증, 불면증, 불안감, 스트레스, 두통 등의 개선을 목적으로 하는 최첨단 기술을 말합니다.

CES를 이용한 기술은 부작용 없이 편안하고 안전한 개선요법입니다. CES 작용 후에는 머리가 맑아지고 정신이 집중되는 현상을 체험할 수 있습니다. 효과도 금방 나타납니다. 불안감증세는 알파스팀 사용 후 완화되는 것을 느낄 수 있으며, 우울증이나 불면증은 1~2주일정도 매일 사용하면 그 증상이 사라집니다.



## 전신 통증 제거 효과 - MET



MET란 Microcurrent Electrical Therapy(미세전류 전기 요법)의 약자로서, 통증 완화를 목적으로 하여 프로브나 접착성 전극을 통해 저(低) 전류를 흐르게 하는 장치를 말합니다.

이는 기존의 TENS(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, 피부를 통한 전기적 신경 자극)형태와는 구별되는 것으로서, MET는 TENS에 비해 훨씬 적은 양의 전류를 사용하지만 오히려 훨씬 긴 펄스 의 전류를 전달한다는 데에서 그 차이가 있습니다.

TENS 장비는 실질 적으로 잔여 효과가 없기 때문에 반드시 계속 해서 착용하고 있어야만 하는 반면, MET 장비는 그 효과가 누적적이며 오래 지속되는 성질을 가지고 있습니다.

## Alpha-Stim은 만성 통증에 효과적으로 작용합니까?

예. 절대적으로 작용합니다.

복용하지 않는 비마약성인 Alpha-Stim은 만성 통증을 완화시키며, 시간이 지남에 따라 사용 시간이나 사용 빈도를 줄일 수도 있습니다. 또한 Alpha-Stim은 단기적인 통증 완화 그 이상입니다.

당신의 삶의 질을 지금보다 훨씬 향상시켜줄 첨단 통증관리기기입니다.

당신의 고통을 관리하십시오. 당신의 고통이 당신을 지배하게 두지 마십시오.

# MET(Microcurrent Electrical Therapy)


MET(Microcurrent Electrical Therapy : 미세전류 전기요법)란 탐침이나 부착성 전극을 통해 인체 내에 미세전류를 흐르게 해 통증을 완화하는 방법입니다.

[알파-스팀M]은 바로 이 MET를 이용해 **신체 통증을 개선시켜주는 의료기기**입니다.

[알파-스팀M]은 인체 내 미세전류와 양(量) 및 형태가 거의 동일한 마이크로암페어단위의 전류를 사용합니다.

[알파-스팀M]이 식약처로부터 허가 받은 사용목적은 미세전류를 사용한 두개전기자극으로 우울증 불안감, 불면증 경감 및 통증완화입니다.

가정이나 사무실에서도 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 "알파스팀 M"  
간편한 탐침(Probe)사용으로 통증을 완화 할 수 있습니다.



※ 점선의 두 끝에 탐침(Probe)를 접촉하여 사용합니다.

본 제품은 Underwriters Laboratories 사에 의해 전기적 충격, 화재, 기계적 및 기타 특정한 위험에 관하여 의학적 전기 장치로 분류되어 있습니다.

(UL-2601-1, CAN/CSA C22.2 No. 601.1. 34VF.)

## 미국 FDA 인증

알파스팀 AID 는 제품 생산시설과 함께 심사가 엄격하기로 유명한 미국 식품 의약국(FDA)의 각종 검사 및 우수 제조관리기준 (GMP : Good Manufacturing Practice)를 통과, 인증을 받았습니다. 따라서 그 안전성과 효능은 세계적으로 공인된 제품입니다. (510(K)Number K903014)

## 유럽 CE 적합인증

본 제품은 유럽에서 Class II a, Type B로 분류된 의학 장치입니다. 본 제품은 의학 장치로서의 안전성과 전자기적 컴플라이언스에 대한 기준에 적합한지를 판단하기위해 외부기관에서 개개 제품 별로 시험을 마친 제품입니다.

## 한국 식품의약품안전처(KFDA) 적합인증

본 제품은 한국에서는 제조 및 수입되는 다른 여타 통증 완화장비(의료용구 2등급)와 차별되게 우울증, 불안감, 스트레스, 불면증 치료 목적 및 두통, 통증, 근육통 경감등 통증 완화 등의 치료 목적으로 한국 식품의약품안전처(KFDA)에서 의료기기 3등급으로 수입 허가를 받아 안전성 및 유효성 심사 결과를 통과하여 의료기기 3등급으로 허가를 받은 제품입니다.(수허 제14-439호)

# 통증, 불안, 불면증, 우울증을 빠르고 안전한 치료

Alpha-Stim M은 통증, 불안, 불면증, 우울증을 효과적으로 치료하기 위해 의사 및 기타 의료 전문가가 전 세계에서 처방하는 전기 요법 장치입니다.




## 왜 Alpha-Stim을 선택합니까?

- 비약물, FDA 승인 의료기기
- 사용이 간편하고 휴대가 간편하며 통증이 없습니다.
- 빠른 작용, 오래 지속되는, 누적 완화
- 중독이나 지속적인 부작용의 위험이 없습니다.

## 따라올 수 없는 압도적인 효과

1981년부터 Alpha-Stim은 수십만 명의 사람들이 놀라운 결과를 얻을 수 있도록 도왔습니다. Alpha-Stim 전기요법기기 사용자에게 대한 설문 조사는 아래와 같이 Alpha-Stim 기기의 효과에 대한 압도적인 증거를 보여 줍니다.

% 상당한 개선 효과 본 비율 (>25%)\*




\* 최소 3주 동안 Alpha-Stim을 사용한 환자의 자가 보고

## 안전

Alpha-Stim 전기 요법 장치는 위험한 부작용, 내성 또는 중독 없이 불안, 우울증 및 불면증을 치료합니다.

30년 이상과 8,800명 이상의 사람들이 참여한 임상 연구에서 Alpha-Stim 사용자 중 두통(0.1%)과 전극 부위의 피부 자극(0.07%, 피부가 밝은 사람에게만 나타남)의 부작용만 나타났습니다.

## 제품사양



알파스팀 M 본체  
제품 케이스  
클립전극 1세트  
자기 접촉형 전극 4개 (1개월 사용 가능)  
전극 와이어, 탐침  
펠트 재질 전극 256개  
탐침 전극 100개  
15ML 용 ALPHA CONDUCTING SOLUTION (ACS) 1병  
AAA 건전지 1.5V 2개 (단, 충전지 사용불가)  
목걸이형 연결끈 1개  
제품사용설명서  
DVD 설명서

## Alpha-Stim 사용자 후기

“나는 몇 년 동안 밤에 4시간 이상 잠을 자지 못했습니다. VA는 지난 주에 3일 동안 하루에 30분씩 저에게 이것을 사용했습니다. 나는 이틀 밤에 6시간을 잤고 셋째 날에는 거의 7시간을 잤다. 더 많이 자고, 기분이 좋아지고, 불안이 훨씬 줄어듭니다.”

- Paul Reinhardt, 미국 참전용사

“우리 하키 선수들 사이에서 가장 많이 사용되는 미세전류 장치가 되었습니다. 한 번에 여러 시간 동안 버스를 타고 이동해야 하는 Alpha-Stim의 휴대성은 언제 어디서나 치료가 가능합니다. 우리 선수들에게 최상의 결과는 등, 어깨, 고관절 굴근 부위를 치료하는 것입니다.”

- Curt Kamp, 전 시애틀 썬더버드의 운동 트레이너

“불안과 불면증에서 벗어날 수 있을 뿐만 아니라; 또한 Alpha-Stim 치료는 수반되는 육체적 고통을 줄이거나 없앴습니다.”

- CH (MAJ) David J. Fair 박사, 미국 경찰 협회 회장; 텍사스 국토 위기 연구소 회장

“Alpha-Stim은 우리 가족 모두에게 좋습니다! 그것은 내가 더 잘 자고, 기분이 좋아지고, 고통을 없애는데 도움이 되었습니다! 그것은 제 딸이 너무 과하지 않고 차분한 데 도움이 되었습니다.”

- 제니퍼 킹 귀도

홈페이지 : <http://alpha-stim.kr>

상담 및 구매 : 010-8311-1373